

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sinapsina-1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17600

Numero articolo: CM0004477

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Sinapsina-1 validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Bersaglia la fosfoproteina delle vescicole sinaptiche fondamentale per il rilascio di neurotrasmettitori e la plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Sinapsina-1 Rabbit mAb
Note/Alias	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Sinapsina-1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6853
GeneID	6853
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 401-500 della Sinapsina-1 umana (NP_008881.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17600
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio