

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sinapsina II Per Wb, If-P, Elisa - Q92777

Numero articolo: CM0002183

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Sinapsina II validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Per la ricerca sulla sinapsi e sul rilascio di neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Sinapsina II Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	SYNII; Sinapsina II
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6854
GenelD	6854
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 della Sinapsina II umana (Q92777).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92777
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio