

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sinaptophysina Per Wb, If, Elisa - P08247

Numero articolo: CM0002692

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia la sinaptophysina umana. Convalidato per WB, IF e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Uno strumento essenziale per lo studio della biologia e della plasticità delle vescicole sinaptiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Sinaptophysina Rabbit mAb
Note/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Sinaptophysina
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	6855
GeneID	6855
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 200-300 della sinaptophysina umana (NP_003170.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P08247
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio