

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sinaptophysina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08247

Numero articolo: CM0008990

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-sinaptophysina (Uomo, Topo, Ratto) validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio della biologia delle vescicole sinaptiche, della plasticità e della neuropatologia. Questo anticorpo si lega al marcatore presinaptico sinaptophysina, consentendo una rilevazione affidabile nel tessuto cerebrale e nei neuroni coltivati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Sinaptophysina Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	6855
GenelD	6855
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08247
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio