

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Syndecan 3 Per Wb, Elisa - O75056

Numero articolo: CM0002351

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro il Syndecan-3 umano (SDC3, O75056) validato per Western blotting ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione dei proteoglicani di superficie cellulare e dell'organizzazione del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Syndecan 3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	SDCN; SYND3; Syndecan 3
Specie	Umano
GeneID	9672
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del Syndecan 3 umano (O75056).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75056
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio