

Anticorpo Policlonale Anti-Syne3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zmz3

Numero articolo: CM0018206



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SYNE3 umano (Nesprin-3), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per studi sul complesso LINC e sul posizionamento nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SYNE3 Rabbit pAb
Note/Alias	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; SYNE3
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	161176
GeneID	161176
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 740-920 di SYNE3 umano (NP_689805.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q6ZMZ3
Peso della proteina	112 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante