

Anticorpo Policlonale Anti-Synpo Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8N3V7

Numero articolo: CM0018327

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Sinaptopodina umana (SYNPO), validato per WB ed ELISA. Rileva i target umano, topo e ratto. Utile per studi sulla dinamica dell'actina nelle spine dendritiche e nei processi pedicellari dei podociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SYNPO Rabbit pAb
Note/Alias	SYNPO
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11346
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 820-920 di SYNPO umana (NP_001159680.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N3V7
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio