

Anticorpo Policlonale Anti-Synpo (Sinaptopodina) Per Wb, Elisa - Q8N3V7

Numero articolo: CM0027301

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano SYNPO (Sinaptopodina) validato per WB e ELISA. Rileva i livelli endogeni nell'uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle spine dendritiche e sui podociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SYNPO pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SYNPO
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11346
GeneID	11346
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di SYNPO umano (NP_001159680.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N3V7
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio