

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Synpo2L Per Wb, Elisa - Q9H987

Numero articolo: CM0030031

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SYNPO2L validato per WB ed ELISA. Rileva SYNPO2L umano e murino (~102 kDa), supportando la ricerca sulla modulazione della forma basata sull'actina e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SYNPO2L Rabbit pAb
Note/Alias	SYNPO2L
Specie	Umano
GenelD (Umano)	79933
GenelD	79933
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di SYNPO2L umano (NP_001107605.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9H987
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio