

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Syntaphilin (Snph) Per Wb, Elisa - O15079

Numero articolo: CM0013751



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SNPH umano (Syntaphilin). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'inibizione del complesso SNARE e della funzione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNPH pAb di coniglio
Note/Alias	SNPH; bA314N13.5
Specie	Uomo
ID gene	9751
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-425 di SNPH umano (NP_055538.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O15079
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante