

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Syntaxin 3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13277

Numero articolo: CM0011852

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Syntaxin 3 umana (Q13277), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per studi sul traffico di membrana e sul trasporto di neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Syntaxin 3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxin 3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6809
GenelD	6809
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'amminoacidi 100-200 della Syntaxin 3 umana (Q13277)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13277
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio