

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Syntaxina (Stx1A/Stx1B/Stx2/Stx3) Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q16623 / P61266 / P32856 / Q13277

Numero articolo: CM0003848

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-syntaxina validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce la syntaxina-1A/1B/2/3 umana, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'esocitosi mediata da SNARE e sulla funzione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Syntaxina
Note/Alias	STX1A/STX1B/STX2/STX3; Syntaxina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6804/112755/2054/6809
GeneID	6804/112755/2054/6809
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della syntaxina umana (P61266)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16623/P61266/P32856/Q13277
Peso Proteico	33 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio