


Anticorpo Policlonale Anti-Syntenin-1 (Mda-9) Per Wb, If/Icc, Elisa - 000560

Numero articolo: CM0027275



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Sintenin-1 (MDA-9) umana per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della biogenesi degli esosomi, la segnalazione TGF-beta e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Syntenin Rabbit pAb
Note/Alias	ST1, MDA9, SYCL, MDA-9, TACIP18, Syntenin
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6386
GeneID	6386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della Sintenin-1 umana (NP_001007068.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O00560
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio