


Anticorpo Monoclonale Anti-Syntenin-1 (Syntenin) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00560

Numero articolo: CM0011479



introduzione

Syntenin Rabbit mAb (MDA-9/ST1) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Anticorpo monoclonale ad alta specificità. Esplora la biogenesi degli esosomi, la metastasi tumorale e la segnalazione TGF-beta. | 32kDa | O00560

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Syntenin Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ST1; MDA9; SYCL; MDA-9; TACIP18; Syntenin
Specie	Uomo
GeneID	6386
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Syntenin umana (O00560).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O00560
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio