

Anticorpo Policlonale Anti-Sypl1 Per If/Icc, Elisa - Q16563

Numero articolo: CM0021271

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SYPL1 validato per applicazioni IF/ICC e ELISA. Reagisce con la proteina umana simile alla sinaptofisina 1 (pantofisina), una proteina di membrana coinvolta nel traffico delle vescicole citoplasmatiche. Ideale per la ricerca in biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SYPL1 Rabbit pAb
Note / Alias	SYPL; H-SP1; SYPL1
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	6856
ID Gene	6856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-120 della SYPL1 umana (NP_006745.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q16563
Peso Proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio