

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Syt1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21579

Numero articolo: CM0008059



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni che bersaglia SYT1 umana (sinaptotagmina-1). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle vescicole sinaptiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SYT1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	P65; SYT; BAGOS; SVP65
Specie	Umano
ID gene (Umano)	6857
ID gene	6857
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 141-422 della SYT1 umana (NP_005630.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21579
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio