

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Syt11 Per Wb, If, Elisa - Q9Bt88

Numero articolo: CM0029412

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Sinaptotagmina-11 umana (SYT11), validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Rileva la SYT11 endogena in campioni umani, di topo e di ratto, con un peso molecolare previsto di 48 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SYT11 Rabbit pAb
Note/Alias	SYT12; sytXI; SYT11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23208
GeneID	23208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-200 della SYT11 umana (NP_689493.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BT88
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio