


Anticorpo Policlonale Anti-Syt4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H2B2

Numero articolo: CM0027808



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira la Synaptotagmin-4 (SYT4) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per ricerche sul traffico di vescicole a nucleo denso neuronali e sulla formazione dei dendriti dei melanociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SYT4 Rabbit pAb
Note/Alias	HsT1192; SYT4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6860
GeneID	6860
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-190 della SYT4 umana (NP_065834.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H2B2
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio