

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Syt6 Per Wb, Elisa - Q5T7P8

Numero articolo: CM0020484

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SYT6 validato per WB e ELISA. Riconosce la sinaptotagmina-6 di uomo, topo e ratto, un sensore di calcio nel trafficking vescicolare e nell'esocitosi. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e della secrezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SYT6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	sytVI; SYT6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	148281
GeneID	148281
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 della SYT6 umana (NP_001257734.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5T7P8
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio