

Anticorpo Monoclonale Ricombinante Coniglio Anti-T-Bet/Tbx21 Per Wb - Q9UI17

Numero articolo: CM0005816

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante coniglio anti-T-bet/Tbx21 ad alta specificità (PolymAb®) validato per WB, IHC-P, IP e ELISA. Riconosce T-bet di uomo, topo e ratto; ideale per la ricerca sul lignaggio Th1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	T-bet/Tbx21 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	30009
GeneID	30009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 322-535 della T-bet/Tbx21 umana (NP_037483.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale ricombinante
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UL17
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio