


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-T1R3/Tas1R3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7Rtx0

Numero articolo: CM0007342



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alte prestazioni mirato a T1R3/TAS1R3, una subunità chiave del recettore del gusto per la percezione dolce e umami. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	T1R3/TAS1R3 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	T1R3
Specie	Umano
GeneID	83756
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-570 di T1R3/TAS1R3 umano (NP_689414.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7RTX0
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio