


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tab2 (Map3K7Ip2) Per Wb, Elisa - Q9Nyj8

Numero articolo: CM0027433



introduzione

Esplora l'anticorpo policlonale di coniglio anti-TAB2 per applicazioni WB e ELISA. Bersaglia TAB2 umano, murino e di ratto (UniProt Q9NYJ8), un adattatore chiave nella segnalazione di NF- κ B e JNK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAB2 Rabbit pAb
Note/Alias	CHTD2; TAB-2; MAP3K7IP2; TAB2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23118
ID Gene	23118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-620 di TAB2 umano (NP_055908.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NYJ8
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio