

Anticorpo Monoclonale Anti-Tab3 Per Wb, Elisa - Q8N5C8

Numero articolo: CM0003650

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che mira a TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3), validato per Western blot ed ELISA in campioni umani e di topo. Ideale per studiare la segnalazione NF-kB e JNK nella ricerca sul cancro e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAB3 Rabbit mAb
Note/Alias	NAP1; MAP3K7IP3; TAB3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	257397
GeneID	257397
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 di TAB3 umano (Q8N5C8)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	Q8N5C8
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio