

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tab3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5C8

Numero articolo: CM0018991

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a TAB3 umano (NAP1/MAP3K7IP3). Validato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione NF- $\kappa$ B e JNK.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | pAb di Coniglio Anti-TAB3                                                                                                    |
| Note/Alias            | NAP1, MAP3K7IP3, TAB3                                                                                                        |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 257397                                                                                                                       |
| GeneID                | 257397                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 390-480 di TAB3 umano (NP_690000.3) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS                 | Q8N5C8                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 79kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |