


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tac1 Per Wb, Elisa - P20366

Numero articolo: CM0019066



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TAC1 validato per WB ed ELISA. Riconosce TAC1 umano e di ratto. Immunogene ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-129. Ideale per la ricerca neuroscientifica e sull'infiammazione che coinvolge la sostanza P e la segnalazione delle tachinine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NK2; NPK; NKNA; TAC2; Hs.2563; TAC1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6863
ID Gene	6863
Immunogene	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-129 di TAC1 umano (NP_003173.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano,Ratto
SWISS	P20366
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio