

Anticorpo Monoclonale Anti-Tacc3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6A5

Numero articolo: CM0003750



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio TACC3 di alta qualità per il rilevamento del TACC3 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Validato per Western blot, immunochimica, immunofluorescenza e applicazioni ELISA. Ideale per lo studio della dinamica del centrosoma, della mitosi e della progressione del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TACC3 Rabbit mAb
Note/Alias	ERIC1; Tacc4; ERIC-1; maskin; TACC3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10460
Gene ID	10460
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6A5
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio