

Anticorpo Policlonale Anti-Taco1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsh414

Numero articolo: CM0017273

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano TACO1, un attivatore traduzionale mitocondriale del citocromo c ossidasi I. Cross-reagisce con topo e ratto. Per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sulle malattie mitocondriali e sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TACO1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CCDC44; MC4DN8; TACO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51204
GeneID	51204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-297 del TACO1 umano (NP_057444.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BSH4
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio