

Anticorpo Policlonale Anti-Tacr3 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P29371

Numero articolo: CM0027970



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore TACR3 umano (recettore della Neuromedina-K). Validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 356-465). Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb TACR3 di Coniglio
Note/Alias	NK3, NKR, HH11, NK3R, NK-3R, TAC3R, TAC3RL, TACR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6870
GeneID	6870
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 356-465 di TACR3 umano (NP_001050.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29371
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio