


Anticorpo Policlonale Anti-Tada2A Per Wb, Elisa - 075478

Numero articolo: CM0030534



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TADA2A umana (ADA2). Validato in WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TADA2A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ADA2, ADA2A, KL04P, hADA2, TADA2L, TADA2A
Specie	Umano
Gene ID	6871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-443 di TADA2A umana (NP_001159577.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	075478
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio