

Anticorpo Policlonale Anti-Tada2B Per Wb, Elisa - Q86Tj2

Numero articolo: CM0013314

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'adattatore trascrizionale 2-beta (TADA2B), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Adatto per studi sulla trascrizione dipendente da PAX5 e sulla regolazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TADA2B Rabbit pAb
Note/Alias	ADA2B; ADA2(beta); TADA2B
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	93624
GeneID	93624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-322 di TADA2B umano (NP_689506.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q86TJ2
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante