

## Anticorpo Policlonale Anti-Tada3 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075528

Numero articolo: CM0024880

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TADA3 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce TADA3 umano, di topo, di ratto. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale e i complessi di acetiltransferasi istonica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | pAb Coniglio TADA3                                                                                                           |
| Note/Alias            | ADA3; NGG1; hADA3; STAF54; TADA3L; TADA3                                                                                     |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 10474                                                                                                                        |
| GeneID                | 10474                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 270-369 di TADA3 umano (NP_597814.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS                 | O75528                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 49kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |