

Anticorpo Policlonale Anti-Taf1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21675

Numero articolo: CM0014647



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TAF1 umana, la subunità più grande di TFIID. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAF1 Rabbit pAb
Note/Alias	OF; XDP; BA2R; CCG1; CCGS; DYT3; KAT4; P250; NSCL2; TAF2A; MRXS33; N-TAF1; TAFII250; DYT3/TAF1; TAFII-250; TAF(II)250; TAF1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6872
GenelD	6872
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 990-1250 di TAF1 umana (NP_620278.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21675
Peso Proteico	213kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio