


Anticorpo Policlonale Anti-Taf12 Per Wb, Elisa - Q16514

Numero articolo: CM0024342



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti TAF12 umano validato per Western blot e ELISA. Svolge il targeting della subunità 12 del fattore di iniziazione della trascrizione TFIID, essenziale per la trascrizione della RNA Pol II. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAF12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TAF2J; TAFII20; TAF12
Specie	Umano
GeneID (umano)	6883
GeneID	6883
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-161 del TAF12 umano (NP_001128690.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q16514
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio