

Anticorpo Policlonale Anti-Taf15 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Numero articolo: CM0030436



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale di coniglio TAF15 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Essenziale per lo studio dell'inizio della trascrizione e dei meccanismi di legame all'RNA nei tessuti umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAF15 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Npl3; RBP56; TAF2N; TAFII68; TAF15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8148
GeneID	8148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di TAF15 umano (NP_631961.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q92804
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio