

Anticorpo Policlonale Anti-Taf1C Per Wb, Elisa - Q15572

Numero articolo: CM0030055

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TAF1C umano, adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva TAF1C da campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della trascrizione della RNA polimerasi I e della funzione nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAF1C pAb di coniglio
Note/Alias	SL1; TAFI95; TAFI110; MGC:39976; TAF1C
Specie	Umana
GeneID (umano)	9013
GeneID	9013
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-320 di TAF1C umano (NP_001230085.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15572
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio