

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Taf5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15542

Numero articolo: CM0029296



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'umano TAF5, una subunità core di TFIID essenziale per la trascrizione dell'RNA Polimerasi II. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi di regolazione genica e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAF5 Rabbit pAb
Note/Alias	TAF2D; TAFII100; TAFII-100; TAF(II)100; TAF5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6877
GeneID	6877
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 656-800 di TAF5 umano (NP_008882.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15542
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio