

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tafazzin / Taz Per Wb, Elisa - Q16635

Numero articolo: CM0016116

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Tafazzin/TAZ per WB e ELISA. Rileva la Tafazzin endogena umana, di topo e di ratto. È un'aciltransferasi mitocondriale essenziale per il rimodellamento della cardiolipina; adatto per la ricerca sulla sindrome di Barth e sul muscolo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Tafazzin / TAZ Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	EFE; TAZ; BTHS; EFE2; G4.5; Taz1; CMD3A; LVNCX; Tafazzin / TAZ
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6901
ID gene	6901
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 174-248 della Tafazzin / TAZ umana (NP_851830.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16635
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio