


Anticorpo Monoclonale Anti-Tak1 (Map3K7) Per Wb, Ip, Elisa - O43318

Numero articolo: CM0003648



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting umano TAK1 (MAP3K7), validato per WB, IP, ELISA. Reagisce con umano e topo. Utile per studiare la segnalazione delle chinasi MAP, l'attivazione di NF-kB e l'apoptosi. Immunogeno: peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 507-606 del TAK1 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] TAK1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6885
GeneID	6885
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 507-606 del TAK1 umano (O43318)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O43318
Peso Proteico	67 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio