


Anticorpo Policlonale Anti-Tak1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43318

Numero articolo: CM0017161



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al TAK1 umano (MAP3K7), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla trasduzione del segnale, infiammazione e risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAK1 Rabbit pAb
Note/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6885
GeneID	6885
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 507-606 del TAK1 umano (O43318)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43318
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio