


Anticorpo Policlonale Anti-Tal1 Per Wb, Elisa - P17542

Numero articolo: CM0016302



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TAL1 umano (SCL, TCL5, bHLHa17). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Adatto per la ricerca su neoplasie ematopoietiche, differenziazione eritroide e T-ALL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAL1 Rabbit pAb
Note/Alias	SCL, TCL5, tal-1, bHLHa17, TAL1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6886
ID Gene	6886
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 242-331 di TAL1 umano (NP_003180.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P17542
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio