

## Anticorpo Policlonale Anti-Taldo1 Per Wb, Elisa - P37837

Numero articolo: CM0013220



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la transaldolasi umana (TALDO1) per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Supporta la ricerca sulla via dei pentosi fosfato e sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TALDO1 pAb di coniglio                                                                                                          |
| Annotazioni/Alias   | TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1                                                                                                |
| Specie              | Umana                                                                                                                           |
| ID Gene (Umano)     | 6888                                                                                                                            |
| ID Gene             | 6888                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-337 della TALDO1 umana (NP_006746.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività Crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | P37837                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 38 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                               |