

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Taldo1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P37837

Numero articolo: CM0030936



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro TALDO1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con TALDO1 umano e murino (38 kDa), un enzima chiave della via del fosfato di pentosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TALDO1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6888
GeneID	6888
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P37837
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio