

Anticorpo Policlonale Anti-Talin-1 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Y490

Numero articolo: CM0031006



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio generato contro la Talin-1 umana. Validato per WB, IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLN1 Rabbit pAb
Note/Alias	TLN; ILWEQ; talin-1; TLN1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7094
ID Gene	7094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della TLN1 umana (NP_006280.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y490
Peso Proteico	270kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio