


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Talin 2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4G6

Numero articolo: CM0003292



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Talin 2 validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica e ELISA. Rileva Talin-2 (272 kDa) umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e le adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Talin 2 mAb di coniglio
Note / Alias	ILWEQ, TLN2, Talin-2
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	83660
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della Talin 2 umana (Q9Y4G6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4G6
Peso proteico	272kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio