

Anticorpo Policlonale Anti-Tamm Horsfall Glicoproteina Per Wb, If-P, Elisa - P07911

Numero articolo: CM0023982



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Tamm Horsfall Glicoproteina (Uromodulina) umana, validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca renale e delle vie urinarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Tamm Horsfall Glicoproteina Rabbit pAb
Note/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Tamm Horsfall Glicoproteina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7369
GeneID	7369
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-324 della Tamm Horsfall Glicoproteina umana. (NP_003352.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07911
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio