

Anticorpo Policlonale Anti-Tamm41 Coniglio Per Wb, Elisa - Q96Bw9

Numero articolo: CM0030267

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TAMM41 (fosfatidato citidililtransferasi, mitocondriale) per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla biosintesi della cardiolipina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAMM41 Rabbit pAb
Note/Alias	RAM41, TAM41, C3orf31, COXPD56
Specie	Umano
GeneID (Umano)	132001
GeneID	132001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-316 di TAMM41 umano (NP_620162.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96BW9
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio