


Anticorpo Policlonale Anti-Tank Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q92844

Numero articolo: CM0029680



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al TANK umano (ITRAF), validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione NF-kB e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del Prodotto	TANK Rabbit pAb
Note/Alias	ITRAF; TRAF2; I-TRAF; TANK
Specie	Umano
GeneID (umano)	10010
GeneID	10010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-119 del TANK umano (NP_597841.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92844
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio