

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Taok1 Per Wb, Elisa - Q7L7X3

Numero articolo: CM0007388

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-TAOK1 validato per WB ed ELISA; reagisce con TAOK1 (116 kDa) umano, murino e di ratto, una chinasi chiave nella segnalazione p38 MAPK, nella risposta al danno al DNA e nella regolazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio TAOK1
Note/Alias	DDIB; PSK2; TAO1; KFC-B; MARKK; PSK-2; hKFC-B; hTAOK1; MAP3K16; TAOK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57551
GeneID	57551
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 900-985 di TAOK1 umano (NP_065842.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7L7X3
Peso Proteico	116kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio