

Anticorpo Policlonale Anti-Taok2 Per Wb Ed Elisa - Q9UI54

Numero articolo: CM0021570

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TAOK2 umano, una chinasi serina/treonina coinvolta nelle cascate MAPK attivate dallo stress. Adatto per Western blot ed ELISA. Immunogeno ricombinante; peso della proteina 138 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAOK2 Rabbit pAb
Note/alias	PSK; PSK1; TAO1; TAO2; MAP3K17; Tao2beta; PSK1-BETA; TAOK2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9344
ID del gene	9344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 610-730 di TAOK2 umano (NP_057235.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UL54
Peso della proteina	138 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante