

Anticorpo Policlonale Anti-Tap1 Per Wb E Elisa - Q03518

Numero articolo: CM0030405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TAP1 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Ideale per lo studio dell'elaborazione degli antigeni di classe MHC I e delle funzioni dei trasportatori ABC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6890
ID gene	6890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 524-808 di TAP1 umano (NP_000584.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q03518
Peso proteico	81 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio